

Anti-Phospho-Raf1 (Ser621) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - P04049

Artikelnummer: CM0001876



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper spezifisch für phosphoryliertes Raf1 an Ser621. Validiert für Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA. Erkennt humanes Raf1, eine Schlüsselkinase in der MAPK-Signalübertragung und Onkogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Raf1-S621 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Phospho-Raf1-S621
Spezies	Human
GeneID (human)	5894
GeneID	5894
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S621 von humanem Phospho-Raf1-S621 (NP_002871.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P04049
Proteingewicht	73kDa
Versand	Eisbeutel