

Anti-Phospho-Raptor-Ser792 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8N122

Artikelnummer: CM0000850



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen phosphoryliertes Raptor (Ser792) für Western Blot und ELISA. Validiert für Mensch und Maus, überwacht dieser Antikörper die Aktivierung des mTORC1-Signalwegs; geeignet für Forschung im Bereich Krebsmetabolismus und Zellwachstum.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Raptor-Ser792 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	KOG1; Mip1; Phospho-Raptor-Ser792
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	57521
GeneID	57521
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S792 des menschlichen RPTOR (NP_065812.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8N122
Proteingewicht	149 kDa
Versand	Eisbeutel