


Anti-Phospho-Rb-S780 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für IHC-P, Elisa - P06400

Artikelnummer: CM0001144



Einführung

Phospho-spezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes RB1 richtet, das bei Ser780 phosphoryliert ist. Geeignet für IHC-P und ELISA-Anwendungen; reagiert mit Human, Maus und Ratte. Verwendet in der Zellzyklus- und Tumorsuppressor-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-RB-S780 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S780
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5925
Gen-ID	5925
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S780 von humanem RB (P06400)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P06400
Proteingewicht	106kDa
Versand	Eisbeutel