


Anti-Phospho-Rb (S795) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - P06400

Artikelnummer: CM0001548



Einführung

Phospho-RB-S795 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, spezifisch für das Retinoblastom-Protein, phosphoryliert an Ser795, validiert für WB, IHC-P, ELISA, reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Zellzyklus- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-RB-S795 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S795
Spezies	Human
GeneID (Human)	5925
GeneID	5925
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S795 von humanem RB (NP_000312.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P06400
Protein-Gewicht	106kDa
Versand	Eisbeutel