


Anti-Phospho-Rb-S807/811 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Western Blot - P06400

Artikelnummer: CM0001031



Einführung

Phospho-RB-S807/811 Kaninchen monoklonaler Antikörper nachweist phosphoryliertes RB an Position S807/811 bei Mensch und Maus, geeignet für WB, IP, IF/ICC, IF-P und ELISA, unterstützt Studien zum Zellzyklus und zu Tumorsuppressoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-RB-S807/811 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S807/811
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5925
Gen-ID	5925
Immunogen	Synthetisches phosphoryliertes Peptid um S807 & S811 des menschlichen RB (NP_000312.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P06400
Proteingewicht	106 kDa
Versand	Eisbeutel