


Anti-Phospho-Rb (Ser780) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P06400

Artikelnummer: CM0001041



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes RB (Ser780). Validiert in WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit humanem, murinem, ratten RB. Geeignet für Zellzyklus- und Tumorsuppressor-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-RB-S780 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S780
Spezies	Human
GeneID (Human)	5925
GeneID	5925
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P06400
Proteingewicht	106kDa
Versand	Eisbeutel