


Anti-Phospho-Rb1 (S780) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P06400

Artikelnummer: CM0001744



Einführung

Phospho-spezifischer kaninchen monoklonaler Antikörper gegen RB1 (S780). Validiert für Western Blot und ELISA mit menschlichen und Rattenproben. Unterstützt die Untersuchung der Zellzykluskontrolle und Tumorsuppressor-Wege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-RB-S780 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S780
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5925
Gen-ID	5925
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein phosphosynthetisches Peptid, das den Resten um S780 des menschlichen RB entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P06400
Proteingewicht	106kDa
Versand	Eisbeutel