


Anti-Phospho-Rb1 (Ser807/Ser811) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P06400

Artikelnummer: CM0001225



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes RB1 an Ser807/Ser811. Geeignet für Western Blot und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Wichtiger Regulator des G1/S-Zellzyklusübergangs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-RB-S807/811 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S807/811
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5925
GeneID	5925
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S807 & S811 des menschlichen RB (NP_000312.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P06400
Proteingewicht	106 kDa
Versand	Eisbeutel