

Anti-Phospho-Ret (Tyr905) Kaninchen-Polyklonales Antikörper Für Wb & Elisa - P07949

Artikelnummer: CM0000856



Einführung

Phospho-RET (Tyr905) Kaninchen-polyklonales Antikörper (WB, ELISA) erkennt menschliches RET, phosphoryliert an Tyrosin 905 – eine Rezeptor-Tyrosinkinase, die entscheidend für Zellproliferation, Migration und Überleben ist. Geeignet für Studien der Onkologie und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Ret-Y905 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PTC; MTC1; HSCR1; MEN2A; MEN2B; CDHF12; CDHR16; RET-ELE1; Phospho-Ret-Y905
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5979
GenID	5979
Immunogen	Synthetisches Peptid / Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y905 des menschlichen Ret (NP_066124.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P07949
Proteinmasse	124 kDa
Versand	Eisbeutel