


Anti-Phospho-Ripk1 (S166) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13546

Artikelnummer: CM0001155



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper zur Erkennung von phosphoryliertem RIPK1 an Ser166 (Mensch, Maus). Validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für die Untersuchung von TNF-vermittelter Apoptose, Nekroptose und Entzündungssignalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-RIPK1/RIP-S166 Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1; Phospho-RIPK1/RIP-S166
Spezies	Mensch
Gen-ID	8737
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S166 von humanem RIPK1/RIP (NP_003795.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13546
Proteingewicht	76 kDa
Versand	Kühlakku