


Anti-Phospho-Rpa2 (T21) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P15927

Artikelnummer: CM0000894



Einführung

Phospho-spezifischer monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes RPA2, phosphoryliert an T21. Geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Ratte; detektiert ein 29kDa Band. Ideal für DNA-Schadens- und Replikationsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-RPA2-T21 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	REPA2; RPA32; RP-A p32; RP-A p34; Phospho-RPA2-T21
Spezies	Human
Gen-ID	6118
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T21 von humanem RPA2 (P15927)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P15927
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel