

Anti-Phospho-Rps6 (Ser235) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62753

Artikelnummer: CM0001655



Einführung

Phospho-RPS6 (Ser235) Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt phosphoryliertes S6 bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Zellwachstum und Proliferation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Phospho-RPS6-S235 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	S6; eS6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6194
GenID	6194
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S235 des menschlichen RPS6 (NP_001001.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62753
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel