


Anti-Phospho-Rps6Ka5-S376 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - 075582

Artikelnummer: CM0001028



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen RPS6KA5 (MSK1), phosphoryliert an Ser376. Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung von Kinasen-Signalwegen und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-RPS6KA5-S376 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MSK1; RLPK; MSPK1; Phospho-RPS6KA5-S376
Spezies	Human
GeneID (Human)	9252
GeneID	9252
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S376 von humanem RPS6KA5 (NP_004746.2).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	075582
Protein-Gewicht	90kDa
Versand	Eisbeutel