


Anti-Phospho-S6 Ribosomales Protein (Rps6)-S235/236 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P62753

Artikelnummer: CM0000710



Einführung

Phospho-S6 Ribosomales Protein (RPS6)-S235/236 Kaninchen-pAb für WB, ELISA. Validiert in Mensch, Maus, Ratte. Erkennt phosphoryliertes RPS6 bei Ser235/236. Ideal für Studien zu Zellwachstum und Translationskontrolle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-S6 Ribosomales Protein (RPS6)-S235/236 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	S6; eS6; Phospho-S6 Ribosomales Protein (RPS6)-S235/236
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6194
GenID	6194
Immunogen	Synthetisches Peptid um S235 & S236 von menschlichem RPS6 (NP_001001.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62753
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel