


Anti-Phospho-S6-Ribosomales Protein (Rps6)-S235/236 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P62753

Artikelnummer: CM0001378



Einführung

Phospho-spezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der humanes S6-Ribosomales Protein (RPS6) phosphoryliert an S235/236 erkennt. Validiert für WB, IHC-P und ELISA mit Reaktivität bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Zellwachstum und Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-S6-Ribosomales Protein (RPS6)-S235/236 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	S6, eS6, Phospho-S6-Ribosomales Protein (RPS6)-S235/236
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6194
GenID	6194
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich von S235 & S236 des humanen S6-Ribosomalen Proteins (RPS6) (NP_001001.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62753
Proteinmasse	29 kDa
Versand	Eisbeutel