


Anti-Phospho-S6 Ribosomal Protein (Rps6)-S240/244 Kaninchen-Pak Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P62753

Artikelnummer: CM0000650



Einführung

Dieses polyklonale Kaninchen-Antikörper detektiert endogene Spiegel von RPS6 nur, wenn es bei Ser240/244 phosphoryliert ist. Geeignet für WB, IHC-P, IP und ELISA Anwendungen in humanen, murinen und rattierten Proben. Ein Forschungswerkzeug für Zellwachstums- und Proliferationswege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-S6 Ribosomal Protein (RPS6)-S240/244 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	S6; eS6; Phospho-S6 Ribosomal Protein (RPS6)-S240/244
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6194
GenID	6194
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um S240 & S244 von humanem RPS6 (NP_001001.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62753
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel