

Anti-Phospho-Shp1-Y564 (Ptpn6) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P29350

Artikelnummer: CM0001618



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes SHP-1 an Tyrosin 564, validiert für Western Blot und ELISA in Mensch und Maus; geeignet für Immunsignal- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-SHP1-Y564 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HCP; HCPH; SHP1; SHP-1; HPTP1C; PTP-1C; SHP-1L; SH-PTP1; Phospho-SHP1-Y564
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5777
GeneID	5777
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y564 von humanem PTPN6 (NP_002822.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P29350
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eistasche