


Anti-Phospho-Smad1-S463/S465+Smad5-S463/S465+Smad9-S465/S467 Kaninchen Mab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15797/Q99717/O15198

Artikelnummer: CM0001228



Einführung

Phosphospezifische monoklonale Antikörper aus Kaninchen, die SMAD1 (Ser463/465), SMAD5 (Ser463/465) und SMAD9 (Ser465/467) erkennen. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Forschung zum BMP-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-SMAD1-S463/S465+SMAD5-S463/S465+SMAD9-S465/S467 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BSP1; MADH1; MADR1; JV4-1; DWFC; JV5-1; MADH5; MADH6; MADH9; SMAD8; Phospho-SMAD1-S463/S465+SMAD5-S463/S465+SMAD9-S465/S467
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4086/4090/4093
Gen-ID	4086/4090/4093
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15797/Q99717/O15198
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel