


Anti-Phospho-Smad2-S250 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15796

Artikelnummer: CM0001721



Einführung

Phospho-Smad2-S250 Kaninchen mAb validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit menschlichem und murinem Smad2, das an Serin 250 phosphoryliert ist. Ideal für die Erforschung des TGF-beta-Signalwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Smad2-S250 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	JV18, LDS6, CHTD8, MADH2, MADR2, JV18-1, hMAD-2, hSMAD2, Phospho-Smad2-S250
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4087
GenID	4087
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um S250 des menschlichen Smad2 (Q15796).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q15796
Proteinmasse	52 kDa
Versand	Eisbeutel