

Anti-Phospho-Smad2-S465/S467 Monoklonaler Antikörper Für Wb - Q15796

Artikelnummer: CM0001197



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes SMAD2 an S465/S467. Validiert für Western Blotting (WB) und ELISA; kreuzreagiert mit humanem und murinem SMAD2. Ideal für Studien zum TGF-beta-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Phospho-Smad2-S465/S467 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Phospho-Smad2-S465/S467
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4087
GeneID	4087
Immunogen	Synthetisches Peptid: Synthetisches phosphoryliertes Peptid um S465 und S467 des humanen SMAD2 (NP_005892.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q15796
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel