

Polyclonaler Anti-Phospho-Smad2 (Ser467)-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q15796

Artikelnummer: CM0001062



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen Phospho-Smad2 (Ser467), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt den phosphorylierten TGF-beta/Activin-Signaltransduktor in Proben von Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Smad2-S467 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Phospho-Smad2-S467
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4087
GeneID	4087
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich um S467 des humanen Smad2 (NP_001003652.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15796
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel