


Anti-Phospho-Smad3-T179 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P84022

Artikelnummer: CM0000498



Einführung

Phospho-Smad3 (Thr179) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes Smad3. Unverzichtbar für die TGF-beta-Signalgebung, Transkriptionsregulation und Krankheitsforschung. Zuverlässiges phosphospezifisches Reagenz.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Smad3-T179 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; Phospho-Smad3-T179
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4088
GenID	4088
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T179 von humanem Smad3 (NP_005893.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P84022
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel