


Anti-Phospho-Smad5 (S463/S465) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q99717

Artikelnummer: CM0000787



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, spezifisch für phosphoryliertes Smad5 (S463/S465). Validiert für WB, IHC-P, ELISA in Human, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der BMP-Signalgebung, Zelldifferenzierung und embryonalen Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Smad5-S463/S465 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DWFC; JV5-1; MADH5; Phospho-Smad5-S463/S465
Spezies	Human
GenID (Human)	4090
GenID	4090
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S463 & S465 von humanem Phospho-Smad5-S463/S465 (NP_005894.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q99717
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel