


Kaninchen-Polyclonale Anti-Phospho-Smc1 (S957)-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q14683

Artikelnummer: CM0001726



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen phosphoryliertes SMC1A an Position S957, validiert für WB, IHC-P, IP, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu Kohäsin, DNA-Reparatur und Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-SMC1-S957 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SMC1; SMCB; CDLS2; DEE85; SB1.8; EIEE85; SMC1L1; DXS423E; SMC1alpha; Phospho-SMC1-S957
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8243
Gen-ID	8243
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um S957 des menschlichen SMC1A (NP_006297.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14683
Proteingewicht	143 kDa
Versand	Eisbeutel