

Anti-Phospho-Smo (S611/S615) Kaninisches Polyklonales Antikörper Für Wb, Elisa - Q99835

Artikelnummer: CM0001414



Einführung

Das Phospho-SMO-S611/615 Kaninchen polyklonales Antikörper erkennt spezifisch doppelt phosphoryliertes menschliches Smoothened (SMO) an Ser611/615. Geeignet für Western Blot und ELISA Anwendungen in der Erforschung des Hedgehog-Signalwegs. Swiss-Prot: Q99835.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Phospho-SMO-S611/615 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	Gx; CRJS; PHLS; SMOH; FZD11; Phospho-SMO-S611/615
Art	Mensch
GenID (Mensch)	6608
GenID	6608
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q99835
Proteinmasse	86 kDa
Versand	Eisbeutel