

Anti-Phospho-Smo (S611/S615/S616) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99835

Artikelnummer: CM0001998



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper spezifisch für humanes SMO, phosphoryliert an S611, S615 und S616. Validiert für Western Blot und ELISA, geeignet für Studien zum Hedgehog-Signalweg. Reagiert mit dem menschlichen Smoothened-Protein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-SMO-S611/615/616 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	Gx; CRJS; PHLS; SMOH; FZD11; Phospho-SMO-S611/615/616
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6608
GenID	6608
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q99835
Proteinmasse	86 kDa
Versand	Eispackung