


Anti-Phospho-Sqstm1/P62-S349 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13501

Artikelnummer: CM0000419



Einführung

Phospho-SQSTM1/p62-S349 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt endogenes, an Ser349 phosphoryliertes SQSTM1/p62 in humanen, murinen und ratten Proben. Ideal für die Autophagie- und Zellsignal-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-SQSTM1/p62-S349 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p60; p62; A170; DMRV; OSIL; PDB3; ZIP3; p62B; NADGP; FTDALS3; Phospho-SQSTM1/p62-S349
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8878
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S349 von humanem SQSTM1/p62 (NP_003891.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13501
Protein-Gewicht	48kDa
Versand	Eistasche