


Anti-Phospho-Src (S17) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P12931

Artikelnummer: CM0001886



Einführung

Phospho-Src-S17 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der Src-Kinase-Signalgebung bei Zelladhäsion, Krebs und Immunreaktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Src-S17 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; Phospho-Src-S17
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6714
GenID	6714
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S17 von menschlichem Src (NP_005408.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P12931
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeuteln