

Anti-Phospho-Srf (Ser103) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P11831

Artikelnummer: CM0001024



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, spezifisch für phosphoryliertes Ser103 von menschlichem SRF. Validiert für Western Blot, Immunhistochemie (Paraffin) und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für die Untersuchung von SRF-vermittelter Transkription und zytoskelettaler Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-SRF-S103 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MCM1; Phospho-SRF-S103
Spezies	Mensch
Gen-ID	6722
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S103 von menschlichem SRF (NP_003122.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11831
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eistasche