

Anti-Phospho-Stat1 (S727) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P42224

Artikelnummer: CM0001317



Einführung

Phospho-spezifischer Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen STAT1, phosphoryliert an Ser727. Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA in Human, Maus, Ratte. Ideal für IFN-Signalwegsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-STAT1-S727 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; Phospho-STAT1-S727
Spezies	Human
GeneID (human)	6772
GeneID	6772
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S727 von humanem STAT1 (P42224)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P42224
Protein-Gewicht	87kDa
Versand	Eistasche