


Anti-Phospho-Stat1 (S727) Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42224

Artikelnummer: CM0001952



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper, der Phospho-STAT1 (Ser727) erkennt. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit menschlichem, murinem und Ratten-STAT1. Ideal für Studien zu Interferonsignalwegen und Immunantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-STAT1-S727 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; Phospho-STAT1-S727
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6772
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S727 des menschlichen STAT1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42224
Proteingewicht	87 kDa
Versand	Eisbeutel