


Anti-Phospho-Stat1 (Ser727) Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P42224

Artikelnummer: CM0001757



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen phosphoryliertes STAT1 (Ser727) für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiviert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Erwartetes Molekulargewicht 87 kDa. UniProt P42224.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-STAT1-S727 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; Phospho-STAT1-S727
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6772
Gen-ID	6772
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich von S727 des humanen STAT1 (NP_009330.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42224
Proteingewicht	87 kDa
Versand	Eisbeutel