

Anti-Phospho-Stat1 (Y701) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P42224

Artikelnummer: CM0000961



Einführung

Phospho-STAT1 (Y701) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA in Human, Maus, Ratte. Erkennt phosphoryliertes STAT1, einen Schlüssel-Transkriptionsfaktor in Interferon-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-STAT1-Y701 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; Phospho-STAT1-Y701
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6772
GenID	6772
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y701 von humanem STAT1 (NP_009330.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42224
Proteingewicht	87kDa
Versand	Eisbeutel