

Anti-Phospho-Stat2 (Tyr690) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P52630

Artikelnummer: CM0001620



Einführung

Phospho-spezifischer kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen STAT2 (Tyr690) für WB und ELISA. Validiert in menschlichen und Rattenproben; erkennt eine 98 kDa-Bande. Ideal für Forschung zu Typ-I-Interferon-Signalwegen und antiviralen Untersuchungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-STAT2-Y690 Rabbit mAb
Anmerkungen/Aliaße	P113, IMD44, ISGF-3, PTORCH3, STAT113
Art	Mensch
GenID (Mensch)	6773
GenID	6773
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich von Y690 des menschlichen STAT2 (NP_005410.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P52630
Proteingewicht	98 kDa
Versand	Eisbeutel