

Anti-Phospho-Stat3-S727 Kaninchen-Mak - P40763

Artikelnummer: CM0000868



Einführung

Phosphoryliertes STAT3 (S727) Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA. Erkennt humanes, murines und Rattus-STAT3. Ideal für JAK/STAT-Signalweg-, Entzündungs- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-STAT3-S727 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1
Spezies	Human
GeneID (human)	6774
GeneID	6774
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S727 von humanem STAT3 (NP_644805.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P40763
Proteingewicht	88 kDa/83 kDa
Versand	Eistasche