


Anti-Phospho-Stat5A (S780) Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Western Blot - P42229

Artikelnummer: CM0000630



Einführung

Phospho-STAT5A (S780) Kaninchen-Polyclonaler Antikörper, validiert für Western Blot in humanen Proben. Erkennt die aktivierte Form von STAT5A, einem zentralen Transkriptionsfaktor in der Zytokin-Signalgebung und Laktation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-STAT5A-S780 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	MGF; STAT5; Phospho-STAT5A-S780
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6776
Gen-ID	6776
Immunogen	Synthetisches phosphospezifisches Peptid, das Resten um S780 von humanem STAT5A entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P42229
Proteingewicht	91 kDa
Versand	Eisbeutel