

Anti-Phospho-Stathmin 1 (S25) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P16949

Artikelnummer: CM0001203

Einführung

Kaninchen monoklonaler phosphospezifischer Antikörper, der gegen Stathmin 1 (S25) gerichtet ist, für WB und ELISA; erkennt Mensch und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der Mikrotubuli-Dynamik, Zellzyklusregulation und Neurogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Stathmin 1-S25 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; C1orf215; Phospho-Stathmin 1-S25
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3925
GenID	3925
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S25 von humanem Stathmin 1 (NP_005554.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P16949
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel