

Anti-Phospho-Stathmin 1 (Ser16) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P16949

Artikelnummer: CM0000620

Einführung

Phospho-Stathmin 1 (Ser16) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt menschliches und murines Stathmin 1, ein mikrotubuli-destabilisierendes Phosphoprotein, das für die Neurogenese kritisch ist und häufig bei Leukämie überexprimiert wird.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Stathmin 1-S16 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; C1orf215; Phospho-Stathmin 1-S16
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3925
GenID	3925
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S16 von menschlichem Stathmin 1 (NP_001138926.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P16949
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel