

Anti-Phospho-Stathmin 1 (Ser25) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P16949

Artikelnummer: CM0001090

Einführung

Validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA detektiert dieser Kaninchen-polyklonale Antikörper endogenes Phospho-Stathmin 1 (Ser25) in humanen, murinen und Rattenproben und unterstützt Krebs- und Neurowissenschaftsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Stathmin 1-S25 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; C1orf215; Phospho-Stathmin 1-S25
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3925
Gen-ID	3925
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S25 von humanem Stathmin 1 (NP_005554.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P16949
Protein-Gewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel