

Anti-Phospho-Sting1 (Ps366) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q86Wv6

Artikelnummer: CM0001989



Einführung

Phospho-STING/TMEM173-S366 Rabbit mAb detektiert endogenes STING1-Protein, wenn es an Ser366 phosphoryliert ist. Geeignet für WB und ELISA, ist dieser Antikörper ein entscheidendes Werkzeug zur Untersuchung der angeborenen Immunsignalgebung, des cGAS-STING-Signalwegs und der Wirt-Pathogen-Interaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-STING/TMEM173-S366 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; Phospho-STING/TMEM173-S366
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	340061
Gen-ID	340061
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S366 von humanem STING1 (NP_938023.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q86WV6
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eistasche