


Anti-Phospho-Stk11-T189 Kaninchen Pab Für Wb - Q15831

Artikelnummer: CM0001659



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen zum Nachweis der Phosphorylierung an T189 von humanem STK11 (LKB1), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für AMPK-Signalweg-, Tumorsuppressor- und Zellpolaritätsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-STK11-T189 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PJS; LKB1; hLKB1; Phospho-STK11-T189
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6794
Gen-ID	6794
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T189 von humanem STK11 (NP_000446.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15831
Protein-Gewicht	49 kDa
Versand	Eisbeutel