

Anti-Phospho-Stk3/Mst2-T384 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13188

Artikelnummer: CM0001335



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper spezifisch für phosphoryliertes Thr384 von menschlichem STK3/MST2. Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Apoptose und Hippo-Signalweg-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-STK3/MST2-T384 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KRS1; MST2; Phospho-STK3/MST2-T384
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6788
Gen-ID	6788
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T384 von menschlichem STK3/MST2 (NP_006272.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13188
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Eispackung