

Anti-Phospho-Stk3/Stk4-T180/T183 Poliklonale Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13188 / Q13043

Artikelnummer: CM0001696



Einführung

Hochaffiner Kaninchen-poliklonaler Antikörper, spezifisch für phosphoryliertes STK3/STK4 an T180/T183, validiert für WB und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Hippo-Signaltransduktion, Apoptose und Zentrosomenbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-STK3/STK4-T180/T183 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	KRS1; MST2; KRS2; MST1; YSK3
Art	Mensch
GenID (Mensch)	6788/6789
GenID	6788/6789
Immunogen	Synthetisches Peptid Synthetisches phosphoryliertes Peptid um T180 von humanem STK3/STK4/STK3 (NP_006272.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13188/Q13043
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel