

Kaninchen Polyklonales Anti-Phospho-Syk (Y352)/Zap70 (Y319)-Antikörper (Pab) Für Wb, Elisa - P43405 / P43403

Artikelnummer: CM0001843



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper, der phosphoryliertes Syk (Y352) und ZAP70 (Y319) erkennt, für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Spezifisch für humane Proben, ideal für die Erforschung der Immunorezeptor-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Syk-Y352/ZAP70-Y319 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	SYK/ZAP70; Phospho-Syk-Y352/ZAP70-Y319
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6850/7535
Gen-ID	6850/7535
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y352 des humanen Syk (NP_003168.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P43405/P43403
Proteingewicht	69kDa/72kDa/35kDa/55kDa
Versand	Eisbeutel