

Anti-Phospho-Syk (Y525/526) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P43405

Artikelnummer: CM0000838



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes SYK, phosphoryliert an Tyr525/526. Validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für Studien zur B-Zell-Rezeptor-Signalgebung, angeborenen Immunität und Kinaseaktivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Syk-Y525/526 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IMD82; p72-Syk; Phospho-Syk-Y525/526
Spezies	Human
GeneID (human)	6850
GeneID	6850
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y525 & Y526 von humanem Syk (NP_003168.2).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P43405
Proteingewicht	72kDa
Versand	Eisbeutel