

Anti-Phospho-Synapsin-1 (Ser9) Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P17600

Artikelnummer: CM0001262

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen phosphoryliertes Synapsin-1 an Ser9 gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA; erkennt Spezies von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Untersuchungen zum synaptischen Vesikeltransport und zur Neurotransmitterfreisetzung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-SYN1-S9 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SYN1; EPILX; MRX50; SYN1a; SYN1b; EPILX1; Phospho-SYN1-S9
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6853
GenID	6853
Immunogen	Synthetisches Peptid – Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um S9 von menschlichem SYN1 (NP_008881.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17600
Proteingewicht	74 kDa
Versand	Eisbeutel