


Anti-Phospho-Tak1-S439 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb - O43318

Artikelnummer: CM0000553



Einführung

Phospho-TAK1-S439 Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Entwickelt für die Erforschung von MAPK-Signaltransduktion, NF- κ B-Aktivierung und zellulären Stressantworten.

[Mehr erfahren](#)

Kernparameter	Wert
Produktname	Phospho-TAK1-S439 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CSCF; FMD2; TAK1; MEKK7; TGF1a; Phospho-TAK1-S439
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6885
GenID	6885
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S439 des menschlichen TAK1 (O43318)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O43318
Proteingewicht	67 kDa
Versand	Eisbeutel