

Anti-Phospho-Tau-S404 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb Und Elisa - P10636

Artikelnummer: CM0001446



Einführung

Hochwertiger Phospho-Tau-S404 Kaninchen-mAk, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattisches Tau, phosphoryliert an S404. Ideal für die Forschung zu neurodegenerativen Erkrankungen und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Tau-S404 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-S404
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4137
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S404 von humanem Tau
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10636
Proteinmolekulargewicht	79 kDa
Versand	Eisbeutel