

Anti-Phospho-Tau (Ser416) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc, If, Elisa - P10636

Artikelnummer: CM0001732



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, spezifisch für humanes Tau, phosphoryliert an Ser416. Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes MAPT. Für Forschung zur Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Tau-Ser416 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-Ser416
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4137
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S416 von humanem Tau (NP_005901.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10636
Proteingewicht	79kDa
Versand	Eisbeutel