

Anti-Phospho-Tau (T205) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If - P10636

Artikelnummer: CM0001241



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes Tau (T205). Validiert für WB, IHC-P, IF und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Alzheimer-Krankheit und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Tau-T205 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T205
Art	Mensch
GenID (Mensch)	4137
GenID	4137
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um die Position T205 des menschlichen Tau (NP_001190181.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P10636
Proteingewicht	79 kDa
Versand	Eisbeutel